





Bayley-III och Bayley-4: Vad är skillnaderna?



Administrering & scoring	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibel administrering med Serieuppgifter angivna i testprotokollet • Endast två alternativ för scoring av uppgifter (1, 0) 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibel administrering, med Serieuppgifter och Relaterade uppgifter angivna i testprotokollet • Administrering med digitalt stöd • Förälders deltagande och input betraktas som en viktig komponent i testning med Bayley-4. Därför följs en del uppgifter av strukturerade föräldrafrågor • Tre alternativ för scoring av uppgifter för att bättre fånga barnets färdighetsnivå (2, 1, 0)
Innehåll	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 domäner: Kognitiv, Språk och Motorik 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortfarande 3 domäner: Kognition, Språk och Motorik
Normer och kliniska studier	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data insamlad i USA 2004 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data insamlad i USA 2017–2019 • Uppdaterade studier om reliabilitet och validitet • Normerna bygger på ett urval om 1 700 normalutvecklade barn i åldern 16 dagar–42 månader

Administreringstid	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tid: 30 till 90 minuter (beroende på barnets ålder) 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tid: 35 till 70 minuter (beroende på barnets ålder)
Digital administrering	
<p>Bayley-III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen digital administrering 	<p>Bayley-4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrering med digitalt stöd, scoring, och rapporter via Q-global

De främsta fördelarna med Bayley-4 på Q-global:

• **Anpassningsbart**

- Anpassa startpunkter baserat på beräknat förlossningsdatum med prematurt födda barn

• **Flexibelt**

- Q-global identifierar automatiskt Besläktade uppgifter så att administrering löper smidigt

• **Enkelt**

- När Q-global används vid administreringen räknar programmet ut testålder, när testdatum och barnets födelsedatum matats in, och väljer rätt startpunkt
- Serieuppgifter konfigureras så att de poängsätts automatiskt om ett svar uppfyller respektive uppgifts poängsättningskriterier



Q-global®

• **Korrekt**

- Poängsättning och resultatberäkning sker automatiskt och en rapport genereras när administreringen är genomförd
- På Q-global tillämpas vändregeln automatiskt. Programmet identifierar automatiskt taknivån i respektive deltest